

「糖尿病透析予防指導」患者個票・報告書資料作成ソフト

Ver.4.0 アップデートのご案内

「糖尿病透析予防指導」患者個票・報告書資料作成ソフト（以下、当ソフト）をご利用になる前に、ソフトのアップデートを行ってください。最新版は「Ver.4.0」です。

1 アップデートの概要

Ver.4.0

1	動作環境	対応 OS	Windows 8/Windows 8.1 に対応。
2	年度	入力期間追加	2012 年度～2025 年度の入力に対応。

2 アップデートの際の注意

- ※ **Ver.4.0 へのアップデート作業は、必ずお持ちの CD で当ソフトをインストールしてから行ってください。**
- ※ **Windows 8/Windows 8.1 へ当ソフトをインストールする方法は、「141009_インストール・認証マニュアル」の「1 Windows 8(8.1) にソフトをインストールする場合」をご参照ください。**

【アップデート手順】

1. お持ちのインストール CD で当ソフトをインストールする。
2. インストール後、アップデートプログラムでソフトを Ver.4.0 にアップデートする。

3 アップデート方法

1. Administrator 権限のあるユーザーで、パソコンにログインします。
2. 以下のウェブサイトアクセスして、アップデートプログラムを PC のデスクトップにダウンロードしてください。

アドレス：<http://www.redeem21.com/>


ファイル名：[DM_Update40.exe](#)

※ [DM_Update40.exe] のアイコンの絵は、環境によって異なります。




3. [DM_Update40.exe] を右クリックし、右クリックメニューの [管理者として実行] をクリックします。

※ [DM_Update40.exe] のアイコンの絵は、環境によって異なります。




4. 【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



5. アップデートが開始されます。

6. アップデート終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。




7. アップデートが完了したら、PC を再起動してください。

8. PC の再起動後、デスクトップに右図のようなアイコンができています。

このアイコンをダブルクリックして、

「糖尿病透析予防指導」患者個票・報告書資料作成ソフト」を起動してください。



9. メイン画面のタイトルが

「**糖尿病透析予防指導**」患者個票・報告書資料作成ソフト **Ver.4.0**」に変更されていることを確認してください。



10. 「閉じる」ボタン、または画面右上の [×] をクリックし、「糖尿病透析予防指導」患者個票・報告書資料作成ソフト」を終了します。

以上で、アップデート作業は終了です。